

HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

COUSSIN MASSEUR
SHIATSU

SHIATSU MASSAGE CUSHION

CORPS
BODY



manuel d'instructions

MOBI-3000ATNDY

GARANTIE 3 ANS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :



Cordon d'alimentation

Remarque: Pour votre sécurité, cet appareil s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes.



Housse de protection






Basculez vers l'arrière pour un massage plus intense.

MODE D'EMPLOI :

Recharger la batterie

1. Branchez le câble de l'adaptateur secteur au câble d'alimentation de l'appareil de massage.
2. Branchez l'adaptateur à une prise électrique 220-240V.
3. La charge complète requiert environ 4 heures. Le voyant du bouton d'alimentation sur la télécommande clignote une fois le produit chargé. Si la charge de l'oreiller est inférieure à la moitié de sa capacité, le brancher pour une recharge automatique. Une fois la charge terminée, le voyant s'éteint.
4. Le coussin peut être utilisé pendant qu'il est branché, mais la charge n'aura lieu que lorsqu'il est éteint.
5. Une fois la charge complète terminée, la batterie a une autonomie sans fil de 50 minutes maximum.

Commande de massage

1. Pour mettre en marche, appuyez une fois sur le bouton .
2. Pour activer le massage Shiatsu, appuyez sur le bouton . Pour changer de sens, appuyez sur .
3. Pour activer le massage avec fonction de chaleur douce, appuyez sur le bouton de fonction de chaleur douce . Les têtes de massage s'allumeront en rouge. Patientez quelques instants afin que l'appareil procure une douce chaleur.
4. Pour changer la vitesse, appuyez sur le bouton des 3 vitesses. Continuez à appuyer sur le bouton pour augmenter ou diminuer la vitesse.
5. Une fois que vous avez terminé, appuyez de nouveau sur le bouton  pour désactiver toutes les fonctions de massage et de chaleur douce, et débranchez le coussin.

REMARQUE:

- **Le coussin de massage ne doit être utilisé que 15 minutes maximum par séance.**
- Le coussin Shiatsu est conçu pour une utilisation dans le cou, le dos, les épaules et les jambes.
- Pour éviter tout risque d'accident, ne pas exercer de pression trop forte sur le siège.
- Toujours penser à éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Prendre soin de placer le produit à l'écart de surfaces en bois ou capitonnées pour ne pas les endommager.
- La bande Velcro élastique (située à l'arrière du coussin) peut être utilisée pour assurer le maintien du coussin contre le dossier du fauteuil.

ATTENTION :

Pour éviter tout pincement en ajustant la position de votre corps, ne pas vous appuyer sur le mécanisme de massage Shiatsu pour le dos, intégré au coussin. Ne pas coincer ou enfoncer toute partie du corps dans le mécanisme de massage mobile.

Avertissement : Les batteries (bloc batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, un feu ou autre. Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie. Remplacez la batterie uniquement par un type de batterie identique ou équivalent.

Utilisation d'huiles essentielles avec la pastille aromatique

Versez doucement quelques gouttes d'huile sur la pastille aromatique, libérant le parfum dans l'air. Plus il y a de gouttes, plus le parfum est puissant.








ENTRETIEN :

Nettoyage

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. Utiliser uniquement une éponge souple légèrement humidifiée pour le nettoyage.

- Ne jamais mettre l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas le nettoyer en l'immergeant dans un liquide.
- Ne jamais utiliser de brosses, produits abrasifs, lustrant pour vitre/mobilier, décapant peinture, etc. pour le nettoyage.

Nettoyage de la housse

- Ouvrir la fermeture zippée et enlever la housse.
- Suivre les instructions de lavage imprimées sur l'étiquette.     
- Remettre la housse en place avec soin dès qu'elle est sèche et refermer la fermeture zippée.

Rangement Ranger l'appareil dans son carton d'emballage ou dans un endroit frais, sec et sûr. Éviter tout contact avec des objets à angles saillants ou pointus, susceptibles de déchirer ou de percer la surface du tissu. NE PAS enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil pour éviter tout dégât. NE PAS le suspendre par le fil électrique.

Remplacer la batterie

Votre appareil de massage comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

PRODUCTKENMERKEN:



Shiatsu-massage

Aromatab

Kalmerende en zachte
warmte

Stroomsnoer

Let op! Voor uw veiligheid is deze eenheid voorzien van een functie die hem na 15 minuten automatisch uitschakelt.



Flap

Kantel het kussen naar achteren voor een krachtigere massage.

GEBRUIKSAANWIJZING :

Opladmethode

- Sluit het snoer van de adapter aan op het stroomsnoer van het massagekussen
- Steek de stekker van de adapter in een stopcontact van 220-240 volt.
- Het duurt ongeveer 4 uur voordat hij volledig is opgeladen. De aan/uit-knop op de afstandsbediening zal knipperen tijdens het opladen van het product. Zodra hij volledig is opgeladen, zal het lampje uit gaan. Wanneer de batterij niet volledig opgeladen is, dan zal het kussen automatisch gaan opladen zodra hij aangesloten wordt.
- Het kussen kan gebruikt worden terwijl het aangesloten is, maar het zal alleen opladen wanneer het uitgeschakeld is.
- Als de batterij volledig opgeladen is, zal hij tot 50 minuten draadloos gebruikt kunnen worden.

Massagegelaar

- Om in te schakelen, drukt u eenmaal op de aan/uit knop.
- Om de shiatsu-massage te activeren drukt u op de Shiatsu-knop.
- Om van richting te veranderen drukt u op de Kalmerende en zachte warmte bij de massage drukt u op de zachte warmteknoop.
- De massagekoppen branden rood. Wacht enkele minuten totdat het apparaat zachte warmte afgeeft.
- Om snelheid te wijzigen drukt u op de 3-snelhedenknop. Blijf drukken om de snelheid te verhogen of te verlagen.
- Druk na afloop weer op de aan/uit knop om de massage en de zachte warmtefunctie te stoppen en haal de stekker van het kussen uit het stopcontact.

N.B.:

- Het massagekussen mag slechts maximaal 15 minuten per keer worden gebruikt.
- Het shiatsukussen is bedoeld voor gebruik op de nek, rug, schouders en benen.
- Om het risico van letsel te voorkomen, mag er alleen lichte druk op het kussen worden uitgeoefend.
- U dient het apparaat altijd uit te schakelen wanneer u het niet gebruikt.
- Plaats het product op een plek waar het geen houten of beklede oppervlakken kan beschadigen.
- Met de rekbare kleefband (op de achterkant van het kussen) kan het kussen aan de stoel leuning bevestigd worden.

PAS OP! Voorkom knellen: leun nooit tegen het in het kussen ingebouwde shiatsu rugmassage-mechanisme wanneer u uw lichaamshouding verandert. Probeer nooit om een deel van uw lichaam in het bewegende

massage-mechanisme te duwen of forceren.

Waarschuwing: Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke dingen.

Explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterijen alleen door batterijen van hetzelfde type of een soortgelijk type.

Essentiële oliën gebruiken met de aromatab

Giet voorzichtig een paar druppels olie op de aromatab en laat de geur in de lucht ontsnappen. Hoe meer druppels, hoe sterker de geur.








ONDERHOUD :

Reinigen

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het te reinigen. Het mag alleen met een zachte, enigszins vochtige spons worden gereinigd.

- Nooit water of andere vloeistoffen in contact laten komen met het apparaat.
- Nooit in een vloeistof dompelen om het te reinigen.
- Het apparaat nooit reinigen met schuurmiddelen, borstels, glas- of meubelpoetsmiddel, ververdunders enz.

De hoes wassen


- Maak de rits open en verwijder de hoes.     
- Volg de instructies op het wasetiket.
- Wanneer de hoes droog is, deze voorzichtig weer aanbrengen en de rits sluiten.

Opslag Stop het apparaat in zijn doos of leg het op een veilige, droge en koele plek. Voorkom dat het scherpe randen of spitse voorwerpen raakt, die het stoffen oppervlak zouden kunnen beschadigen of doorboren. Om defecten te voorkomen, het netsnoer NOOIT om het apparaat wikkelen. De eenheid NOOIT aan het elektrische snoer ophangen.

Batterij vervangen Uw massagekussen bevat een oplaadbare batterij die is ontworpen om even lang als het product zelf mee te gaan.

In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendienst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

PRODUCT FEATURES:



INSTRUCTIONS FOR USE:

Charging Method

1. Connect the mains adaptor lead to the massager power supply cord.
2. Plug the adaptor into a 220-240v mains outlet.
3. A full charge requires approximately 4 hours. The power button on the remote will flash when the product is charging. Once it's fully charged, the light will turn off. When the battery is less than fully charged the pillow will automatically recharge when plugged in.
4. The pillow can be used while plugged in, but it will only charge when turned off.
5. Once fully charged, the battery should last for up to 50 minutes of cordless use.

Massage Control

1. To turn on, press power button once.
2. To activate Shiatsu massage, press Shiatsu button. To change direction press .
3. To activate gentle soothing heat with the massage, press the gentle heat button . Massage heads will glow red. Allow a few moments for the gentle heating action to warm up.
4. To change speed, press the 3-speed button. Keep pressing to increase and/or decrease speed.
5. When finished press the power button again to turn off all massage and gentle heat functions and unplug the pillow.

Note:

- The massage cushion should only be used for a maximum of 15 minutes at any one time.
- The Shiatsu Pillow is designed for use on the neck, back, shoulders and legs.
- Only gentle force should be exerted against the pillow in order to eliminate risk of injury.
- Always remember to switch the appliance off when not in use.
- Take care to position the product where it will not damage wooden or upholstered surfaces.
- The elasticated Velcro strap (situated on the rear of the pillow) can be used to secure the pillow to the chair back.

CAUTION: To avoid pinching do not lean on Shiatsu back massage mechanism in the pillow when adjusting your body position.

FKA Brands Ltd

Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

Do not jam or force any part of your body in the moving massage mechanism.

Warning: Batteries (battery pack or battery installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Using essential oils with the aroma tab

Gently pour a few drops of oil onto the aroma tab, releasing the scent in the air. The more drops, the stronger the scent.



MAINTENANCE:

Cleaning

Unplug the appliance and allow to cool before cleaning. Clean only with a soft, slightly damp sponge.

- Never allow water or any other liquids to come into contact with the appliance.
- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, glass / furniture polish, paint thinner etc to clean.

To wash cover

- Unzip and remove cover.
- Follow instructions on wash label.
- Once dry, take care refitting cover and then zip. up.

Storage Place the appliance in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface. To avoid breakage, DO NOT wrap the power cord around the appliance. DO NOT hang the unit by the cord.

Battery replacement Your massager includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery please contact Customer Services, who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.



IB-MOBI3000ATNDY-0320-01