




**NATURE &  
DECOUVERTES**

**SYSTEME PAR PRESSION D'AIR**  
AIR PRESSURE SYSTEM  
SISTEMA DE PRESIÓN DE AIRE  
SYSTEEM MET LUCHTDRIUK  
SISTEMA POR PRESSÃO DE AR  
**Réf. 15225530**



Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.  
Please read this manual carefully and keep it in a safe place.  
Lea detenidamente este manual y guárdelo en un lugar seguro.  
Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar ze op een veilige plaats.  
Leia atentamente este manual e guarde-o num local seguro.

# INSTRUCTIONS IMPORTANTES. À CONSERVER POUR USAGE ULTÉRIEUR : LIRE ATTENTIVEMENT

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

De conception simple et élégante, notre appareil de massage des jambes est facile à utiliser. Le massage des jambes par compression (coussin d'air) soulage efficacement les œdèmes, les douleurs musculaires et les courbatures après une activité physique et modèle la forme de la jambe. C'est l'accessoire de massage indispensable pour toute la famille.


Cet appareil est doté notamment d'un coussin d'air à commande multiple qui se gonfle et se dégonfle de façon répétée et méthodique, reproduisant ainsi la technique de compression des tissus profonds effectuée par les mains d'un vrai masseur. Les compresses chaudes favorisent la circulation sanguine et l'apport en nutriments, revitalisent les muscles et soulagent les muscles du mollet.



Simple d'emploi, le produit présente trois modes de fonctionnement, trois réglages de la force de vibration et trois températures de chauffage. Il peut être utilisé sur une seule jambe ou les deux.

- Nom du produit : Leg Massager Modèle du produit : D01-CM006
- Puissance nominale : 5 W
- Tension nominale : 5 V
- Capacité de la batterie : 2 500 mAh
- Temporisation par défaut : 15 minutes/heure
- Temps de charge : 4 heures, autonomie : 10-15 utilisations


## INSTRUCTIONS

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- MISE EN GARDE : pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil. (ZL-005L0501000EU02)
- L'appareil comporte une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.

1. Avant la première utilisation, veuillez charger l'appareil si la batterie est faible. Lorsque la batterie est faible, l'indicateur d'alimentation clignote.
2. Retirez l'autocollant de l'appareil pour le déplier complètement.
3. Veuillez appliquer l'appareil de massage sur la partie inférieure de la jambe. Assurez-vous que la touche de mise en marche est orientée vers la droite et ajustez le serrage de façon appropriée. (Remarque : l'appareil peut être utilisé sur des vêtements)
4. Appuyez longuement  sur la touche d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour changer de mode (par défaut le mode un est activé; trois modes en cycle au total).

5. En mode de fonctionnement, appuyez brièvement  sur la touche pour mettre en marche le modèle de compresse chaude (trois jeux de compresses chaudes au total) (données de mesure faites par un laboratoire, veuillez noter le risque de brûlure à basse température).
6. En mode de fonctionnement, appuyez brièvement  sur la touche pour activer le mode vibration (trois intensités de réglage au total).
7. L'appareil s'arrête automatiquement après 15 minutes de fonctionnement.
8. Pendant le chargement par câble USB, l'indicateur de puissance clignote progressivement. Les quatre voyants s'allument lorsque la batterie est complètement chargée. Pendant le chargement, l'appareil ne fonctionne pas et il n'est pas possible d'appuyer sur une touche.

## DESCRIPTION



## NETTOYAGE ENTRETIEN

- Le moteur principal doit être bien protégé et nettoyé à l'aide d'un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de chiffons humides ou de produits de nettoyage. Évitez les infiltrations d'eau.
- Les éléments en tissu de l'appareil ne peuvent pas être lavés à l'eau. Si nécessaire, veuillez les essuyer à l'aide d'un tampon alcoolisé ou d'une serviette humide propre (l'essence ou les diluants à base d'essence sont interdits).
- Tenez cet appareil hors de portée des enfants, évitez les environnements humides, les températures élevées, l'exposition directe à la lumière du soleil et à l'eau. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie tous les 2 mois.
- Avant de jeter l'appareil, veuillez le mettre hors tension et retirer la batterie au lithium (la batterie doit être mise au rebut conformément à la réglementation locale).

## AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas l'appareil pendant la charge.
- Mettez l'appareil hors tension avant de cesser de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'appareil en conduisant.
- N'utilisez pas l'appareil en dormant.
- Cet appareil ne peut être démonté ou réparé que par des professionnels.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil en cas d'infiltration d'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne quelconque.
- Ne placez pas l'appareil dans un environnement inflammable, explosif ou humide.
- Veuillez éviter tout contact de l'appareil avec des instruments tranchants afin de ne pas l'endommager.
- Cet appareil comporte une batterie au lithium. Avant de jeter l'appareil, veuillez le mettre hors tension et retirer la batterie au lithium (la batterie doit être mise au rebut conformément à la réglementation locale). La batterie ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères ni brûlées.

## DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solutions
L'appareil fonctionne trop faiblement ou ne procure aucune sensation	Le dispositif a-t-il été mis en marche ?	Veuillez le mettre en marche
	Serrage incorrect ?	Veuillez le repositionner, l'ajuster.
	Faible batterie ?	Veuillez charger l'appareil.
L'appareil ne démarre pas.	La batterie est-elle chargée ?	Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
L'appareil de massage ne chauffe pas.	La fonction de chauffage est-elle activée ?	Appuyez longuement sur la touche M pour mettre en marche

## IMPORTANT

**LE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC PRUDENCE OU SOUS LA DIRECTION DE MÉDECINS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :**

- Femmes enceintes ou qui ont accouché récemment
- Personnes atteintes de maladies osseuses
- Allergie cutanée (par exemple : brûlure ou lésion)
- Personnes présentant une cardiopathie grave ou une tension artérielle anormale
- Personnes souffrant d'épilepsie
- Personnes équipées de dispositifs implantés (stimulateurs cardiaques par exemple).
- Personnes souffrant d'ostéoporose

# PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL AND KEEP IT IN A SAFE PLACE

## PRODUCT INTRODUCTION

Our leg massager is simple while fashionable in design easy to operate 'massaging the leg through the way of air bag extrusion, can effectively alleviate edema/muscle ache/soreness after exercise has good effect on leg shaping. It will become your ideal family massage master.


This product mainly through the multi-control air bag repeatedly, orderly inflation and deflation, imitating the real masseur's soft deep tissue pressing technology. Through hot compress to improve local blood circulation and nutrition supply, enhance muscle vitality, keep calf muscles in a relaxed state.



Easy to operate Three working modes, three gear vibration force adjustment and three heating temperatures. It can be used alone or on both legs.

- Product Name: Leg Massager Product model: D01-CM006
- Rated power: 5W
- Rated voltage: 5V
- Battery capacity: 2500mAh
- Default timing: 15 mins/time
- Charging time: 4hours, running times: 10 times-15times



## INSTRUCTIONS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. (ZL-005L0501000EU02)
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

1. When you use it for the first time, if it is low-battery, please charge the device before using. While low-battery, the power indicator will flicker
2. Pull off the magic sticker of device, allowing the product to be fully unfolded.
3. Please bond the massage instrument to the lower leg, ensure that the power on key facing the right, and adjust to appropriate tightness. (Note: the product can be used while clothing on)
4. Long press  power key to turn on the device, short press the power key to switch mode, by default mode one, a total of three modes in cycle.

5. Working state, short press  Key to turn on the hot compress model, a total of three sets of hot compresses (laboratory measurement data, please note the low temperature scald).
6. Working state, short press the  key to turn on vibration mode, a total of three strength for adjustment.
7. The device automatically shuts down for 15 minutes of working time.
8. While USB charging, the power indicator is incrementally flicking, four lights all on when battery fully charged. The product does not work under charging condition, while charging, there is no effect to press any key.

## KEY DESCRIPTION



## CLEANING MAINTENANCE

- The main engine should be well protected and cleaned. Wipe with a dry and soft cloth. Avoid moist cloth or a cleaning agent. Avoid water leakage.
- Product with cloth area does not supportive for water washing, if needed. Please wipe with alcohol pad or clean wet towel. (Gasoline or gasoline diluent are forbidden)
- Please keep this product out of the reach of children, avoid moist environment, high temperature, direct sunlight and water. If not using the device for a long period. Keep the battery charged every 2months.
- Before abandoning the appliance power off the appliance and take out the lithium battery, the battery must be disposed according to local regulations.

## AVERTISSEMENTS

- Do not use while it is charging
- While using. Turn off the power first if intending to stop using.
- Do not use while driving in inflammable explosive or damp environment.
- Please avoid sharp instruments contacting with this product, so as not to damage the product.
- This product contains lithium battery, before abandoning the appliance, power off the appliance and take out the lithium battery the battery must be disposed according to local regulations, the battery can not be treated as domestic waste, do not throw the battery into fire.
- Do not use during sleep.
- Only professional staff allowed to disassemble or repair this product.
- Do not use when power cord is damaged.
- Do not use when water of other liquid leakage.
- Do not use when the product is abnormal.
- Stop using immediately if you have any discomfort.
- Do not place this product.

## TROUBLESHOOTING

Problem	Possible causes	Solutions
The device working too Low strength or can not feel it at all	Device not started?	Veillez le mettre en marche
	Improper tightness?	Veillez le repositionner, l'ajuster.
	Low battery?	Veillez charger l'appareil.
The device can not be started	Is the battery full ?	Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.
There is no heating in the massage machine	The heating function is not turned on?	Long press M key to turn on

## IMPORTANT

IT SHOULD BE USED WITH CAUTION OR UNDER THE GUIDANCE OF MEDICAL DOCTORS IN CASE OF THE FOLLOWING SITUATIONS.

- Pregnant or postpartum women
- Suffering from bone disease
- Skin allergy (e.g. scald or burn)
- Patients with severe heart disease and abnormal blood pressure
- Patients with frost epilepsy
- The body has implanted devices (e.g. pacemakers)
- People with osteoporosis

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES. MANTENGA PARA USO FUTURO: LEA CUIDADOSAMENTE

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

De diseño sencillo y elegante, nuestro masajeador de piernas es fácil de usar. El masaje de piernas por compresión (cojín de aire) alivia eficazmente la hinchazón, el dolor muscular y las agujetas después de la actividad física y da forma a la pierna. Es el accesorio de masaje imprescindible para toda la familia.

Una de las características de este dispositivo es un cojín de aire de control múltiple que se infla y desinfla repetida y metódicamente, reproduciendo la técnica de compresión del tejido profundo realizada por las manos de un masajista real. Las compresas calientes favorecen la circulación sanguínea y el aporte de nutrientes, revitalizan los músculos y alivian las pantorrillas.




El producto es fácil de usar y tiene tres modos de funcionamiento, tres ajustes de fuerza de vibración y tres temperaturas de calentamiento.

Puede utilizarse en una o en ambas piernas.


- Nombre del producto: Masajeador de piernas (Leg Massager)
- Modelo del producto: D01-CM006
- Potencia nominal: 5 W
- Tensión nominal: 5 V
- Capacidad de la batería: 2 500 mAh
- Tiempo límite predeterminado: 15 minutos/hora
- Tiempo de carga: 4 horas, autonomía: 10-15 usos

## INSTRUCCIONES

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y que entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato contiene pilas que no se pueden sustituir.
- **PRECAUCIÓN:** cuando recargue la batería, utilice únicamente la fuente de alimentación desmontable suministrada con la unidad. (ZL-005L0501000EU02)
- La unidad tiene una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.

1. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, cárguelo si la batería está baja. Cuando la batería está baja, el indicador de alimentación parpadea.
2. Retire el adhesivo del dispositivo para desplegarlo completamente.
3. Aplique el masajeador en la parte inferior de la pierna. Asegúrese de que el botón de inicio apunta a la derecha y ajuste la sujeción adecuadamente. (Nota: el dispositivo se puede usar sobre la ropa)
4. Mantenga pulsada  la tecla de encendido para encender el dispositivo. Presione brevemente la tecla de encendido para cambiar de modo (el modo uno está activado por defecto; tres modos en ciclo en total).
5. En el modo de funcionamiento, presione brevemente  la tecla para encender el modelo de compresa caliente (tres juegos de compresas calientes en total) (datos de medición de laboratorio, tenga en cuenta el riesgo de quemaduras a baja temperatura).
6. En modo de funcionamiento, pulse brevemente  la tecla para activar el modo de vibración (tres intensidades de ajuste en total).
7. El dispositivo se apaga automáticamente después de 15 minutos de funcionamiento.
8. Durante la carga por cable USB, el indicador de encendido parpadea gradualmente. Los cuatro LED se encienden cuando la batería está completamente cargada. Durante la carga, el dispositivo no funciona y no es posible presionar ninguna tecla.

## DESCRIPCIÓN



## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El motor principal debe estar bien protegido y limpiarse con un paño seco y suave. No utilice paños húmedos ni productos de limpieza. Evite la infiltración de agua.
- Las partes de tela del dispositivo no se pueden lavar con agua. Si es necesario, límpialos con un algodón con alcohol o una toalla limpia y húmeda (no se permite el uso de gasolina o diluyentes a base de gasolina).
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños, evite los ambientes húmedos, las altas temperaturas, la luz solar directa y el agua. Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, recargue la batería cada 2 meses.
- Antes de desechar el dispositivo, apáguelo y extraiga la batería de litio (la batería debe desecharse de acuerdo con las normativas locales).

- No utilice el dispositivo mientras se carga.
- Apague el dispositivo antes de dejar de usarlo.
- No utilice el dispositivo mientras conduce.
- No utilice el dispositivo mientras duerme.
- Este dispositivo solo puede ser desmontado o reparado por profesionales.
- No utilice el dispositivo si el cable de alimentación está dañado.
- No utilice el dispositivo si ha entrado agua u otros líquidos.
- No utilice el dispositivo si no funciona correctamente.
- Deje de usar el dispositivo inmediatamente si siente alguna molestia.
- No coloque el dispositivo en un entorno inflamable, explosivo o húmedo.
- Evite el contacto del dispositivo con instrumentos afilados para no dañarlo.
- Este dispositivo contiene una batería de litio. Antes de desechar el dispositivo, apáguelo y extraiga la batería de litio (la batería debe desecharse de acuerdo con las normativas locales). La batería no debe desecharse con la basura doméstica ni debe quemarse.

**REPARACIÓN**

Problema	Posibles causas	Soluciones
El aparato funciona demasiado débilmente o no proporciona ninguna sensación	¿Se ha encendido el dispositivo?	Por favor, enciéndalo
	¿Sujeción incorrecta?	Cambie su posición, ajústelo.
	¿Batería baja?	Cargue el dispositivo.
El dispositivo no se inicia.	¿Está cargada la batería?	Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo.
El masajeador no calienta.	¿Está activada la función de calentamiento?	Mantenga presionada la tecla M para encenderla

**IMPORTANTE**

**DEBE UTILIZARSE CON PRECAUCIÓN O BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS MÉDICOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- Mujeres embarazadas o mujeres que han dado a luz recientemente
- Personas con enfermedades óseas
- Alergia cutánea (por ejemplo, quemadura o lesión)
- Personas con enfermedades cardíacas graves o presión arterial anormal
- Personas con epilepsia
- Personas con dispositivos implantados (por ejemplo, marcapasos).
- Personas con osteoporosis

**BELANGRIJKE INSTRUCTIES.  
BEWAAR VOOR LATER GEBRUIK:  
LEES DE INSTRUCTIES AANDACHTIG**

**BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT**

Ons massagetoestel voor de benen heeft een eenvoudig en elegant ontwerp en is gemakkelijk in gebruik. Beenmassage met druk (luchtkussens) verlicht doeltreffend zwellingen, spierpijn en pijn na lichaamsbeweging en brengt het been in vorm. Het is een onmisbaar massageaccessoire voor het hele gezin.

Dit toestel is onder meer uitgerust met een luchtkussen met verschillende bedieningsopties dat constant en consequent wordt opgeblazen en terug leegloopt, waardoor de diepe weefselmassage wordt nagebootst zodat het lijkt dat u door de handen van een echte masseur wordt behandeld. Warme kompressen bevorderen de bloedcirculatie en de toevoer van voedingsstoffen, revitaliseren de spieren en ontlasten de kuitspieren.



Het product is gebruiksvriendelijk heeft drie bedrijfsmodi, drie instellingen voor de intensiteit van de trillingen en drie verwarmingstemperaturen. Het kan op één of op beide benen worden gebruikt.

- Naam van het product: Leg Massager Productmodel: D01-CM006
- Nominaal vermogen: 5 W
- Nominale spanning: 5 V
- Capaciteit van de batterij: 2 500 mAh
- Standaard duur timer: 15 minuten/uur
- Oplaadduur: 4 uur, autonomie: voor gebruik tot 10-15 keer

**INSTRUCTIES**

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij het toestel is geleverd. (ZL-005L0501000EU02)
- Het apparaat heeft een heet oppervlak. Mensen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.


1. Voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt, moet u het opladen als de batterij bijna leeg is. Als de batterij bijna leeg is, knippert de oplaadindicator.
2. Verwijder de sticker van het toestel om het volledig te kunnen openen.
3. Breng het massagetoestel aan op het onderbeen. Zorg ervoor dat de startknop naar rechts wijst en pas de bevestiging correct aan. (Opmerking: het toestel kan boven kleding worden gebruikt.)
4. Druk langdurig  op de aan/uit-knop om het toestel in te schakelen. Druk kortstondig op de aan/uit-knop om van modus te veranderen (standaard is de modus één geactiveerd; er zijn in totaal drie modi na elkaar beschikbaar).

5. Druk in de bedrijfsmodus kort op de toets  om het hot pack-model in te schakelen (in totaal drie sets hot packs) (meetgegevens uit het laboratorium, let op het risico van verbranding bij lage temperaturen).
6. Druk in de bedrijfsmodus kort op de toets  om de trillingsmodus te activeren (in totaal drie intensiteitsniveaus).
7. Het toestel stopt automatisch na 15 minuten gebruik.
8. Tijdens het opladen via de USB-kabel knippert de oplaadindicator en gaan geleidelijk meer leds branden. Alle vier leds lichten op wanneer de batterij volledig is opgeladen. Tijdens het opladen werkt het toestel niet en is het niet mogelijk om op een knop te drukken.

## WAARSCHUWING

- Gebruik het toestel niet tijdens het opladen.
- Zet het toestel uit voordat u stopt het te gebruiken.
- Gebruik het toestel niet tijdens het rijden.
- Gebruik het toestel niet wanneer u slaapt.
- Dit toestel mag alleen door professionals worden gedemonteerd of gerepareerd.
- Gebruik het toestel nooit als de voedingskabel beschadigd is.
- Gebruik het toestel niet als water of andere vloeistoffen binnengedrongen zijn.
- Gebruik het toestel niet als het niet goed werkt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het toestel als u zich ongemakkelijk voelt.
- Plaats het toestel niet in een brandbare, explosieve of vochtige omgeving.
- Vermijd contact met scherpe instrumenten om schade aan het toestel te voorkomen.
- Dit toestel bevat een lithiumbatterij. Voordat u het toestel weggooit, moet u het uitschakelen en de lithiumbatterij verwijderen (de batterij moet volgens de lokale voorschriften worden weggegooid). De batterij mag niet met het huisvuil worden weggegooid of worden verbrand.

## BESCHRIJVING



## VERHELPEN VAN PROBLEMEN

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het toestel werkt niet voldoende of geeft geen enkel trillingen	Is het toestel ingeschakeld?	Zet het toestel aan
	Niet correct bevestigd?	Plaats het toestel opnieuw of pas het aan.
	Lage batterij?	Laad het toestel op.
Het toestel start niet.	Is de batterij opgeladen?	Laad het toestel volledig op voordat u het gebruikt.
Het toestel verwarmt niet.	Is de verwarmingsfunctie ingeschakeld?	Houd de M-knop ingedrukt om het toestel in te schakelen

## WAARSCHUWING

### HET TOESTEL MOET IN DE VOLGENDE GEVALLEN MET VOORZICHTIGHEID OF ONDER TOEZICHT VAN EEN ARTS WORDEN GEBRUIKT

- Vrouwen die zwanger zijn of onlangs zijn bevallen
- Mensen met botaandoeningen
- Huidallergie (bijv. brandwond of huidlaesie)
- Mensen met een ernstige hartziekte of een abnormale bloeddruk
- Mensen met epilepsie
- Mensen met geïmplanteerde apparaten (bijv. pacemakers).
- Mensen met osteoporose

## REINIGING EN ONDERHOUD

- De hoofdmotor moet goed worden beschermd en met een zachte droge doek worden gereinigd. Gebruik geen natte doeken of schoonmaakmiddelen. Voorkom dat water kan binnendringen.
- De stoffen onderdelen van het toestel kunnen niet met water worden gewassen. Veeg deze onderdelen indien nodig af met een alcoholdoekje of een schone vochtige handdoek (benzine of verdunners op basis van benzine zijn niet toegestaan).
- Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen. Vermijd vochtige omgevingen, hoge temperaturen, direct zonlicht en contact met water. Als u het toestel voor een lange periode niet gebruikt, laad dan de batterij elke 2 maanden op.
- Voordat u het toestel weggooit, moet u het uitschakelen en de lithiumbatterij verwijderen (de batterij moet volgens de lokale voorschriften worden weggegooid).



# INSTRUÇÕES IMPORTANTES. MANTENHA O USO FUTURO: LEIA CUIDADOSAMENTE

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO




De concepção simples e elegante, o aparelho de massagem para as pernas é fácil de usar. A massagem das pernas por compressão (almofada de ar) alivia com eficácia o inchaço, dores musculares e a tensão muscular após a atividade física, e molda a forma da perna. É o acessório de massagem indispensável para toda a família.

Este aparelho está equipado com uma almofada de ar de controlo múltiplo que se enche e esvazia de forma repetida e metódica, reproduzindo assim a técnica de compressão dos tecidos profundos executada pelas mãos de um verdadeiro massagista. As compressas quentes promovem a circulação sanguínea e o fornecimento de nutrientes, revitalizam os músculos e aliviam os músculos da barriga das pernas. Fácil de utilizar, o produto apresenta três modos de funcionamento, três ajustes da força de vibração e três temperaturas de aquecimento. Pode ser usado numa única perna ou em ambas as pernas.


- Nome do produto: Leg Massager
- Modelo do produto: D01-CM006
- Potência nominal: 5 W
- Tensão nominal: 5 V
- Capacidade da bateria: 2500 mAh
- Temporização predefinida: 15 minutos/hora
- Tempo de carga: 4 horas, autonomia: 10-15 utilizações

## INSTRUÇÕES

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser efectuada por crianças não vigiadas.
- Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.
- CUIDADO: ao recarregar a bateria, utilizar apenas a unidade de fornecimento de energia destacável fornecida com a unidade. (ZL-005L0501000EU02)
- A unidade tem uma superfície quente. As pessoas que são insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar o dispositivo.

1. Antes da primeira utilização, carregue o aparelho se a bateria estiver fraca. Quando a bateria está fraca, o indicador de energia pisca.
2. Retire o autocolante do aparelho para o desdobrar por completo.
3. Utilize o aparelho de massagem na parte inferior da perna. Certifique-se de que o botão de arranque está a apontar para a direita e ajuste o aperto de forma adequada. (Nota: O aparelho pode ser utilizado por cima da roupa)
4. Prima demoradamente  o botão ligar/desligar para ligar o aparelho. Prima brevemente o botão ligar/desligar para alterar de modo (o modo um está ativado por predefinição; são três os modos em ciclo no total).
5. No modo de funcionamento, prima brevemente  o botão para ligar o modelo de compressa quente (três conjuntos de compressas quentes no total) (dados de medição em laboratório, atenção ao risco de queimadura a baixas temperaturas).
6. Em modo de funcionamento, prima brevemente  o botão para ativar o modo de vibração (três intensidades de ajuste no total).
7. O aparelho desliga-se automaticamente após 15 minutos de funcionamento.
8. Durante o carregamento por cabo USB, o indicador de potência pisca gradualmente. As quatro luzes acendem-se quando a bateria está completamente carregada. Durante o carregamento, o aparelho não funciona e não é possível premir qualquer botão.

## DESCRIÇÃO



## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- O motor principal deve estar bem protegido e ser limpo com um pano seco e macio. Não utilize panos molhados nem produtos de limpeza. Evite a infiltração de água.
- As partes de tecido do aparelho não podem ser lavadas com água. Se necessário, limpe-as com uma toalhita com álcool ou uma toalhita húmida e limpa (não são permitidos gasolina nem diluentes à base de gasolina).
- Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças, evite ambientes húmidos, temperaturas elevadas, exposição direta à luz solar e à água. Se não utilizar o aparelho durante muito tempo, recarregue a bateria de 2 em 2 meses.
- Antes de eliminar o aparelho, desligue-o e retire a bateria de lítio (a bateria deve ser eliminada de acordo com os regulamentos locais).

## MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não utilize o aparelho enquanto estiver a carregar.
- Desligue o aparelho antes de terminar de o utilizar.
- Não utilize o aparelho enquanto conduz.
- Não utilize o aparelho enquanto dorme.
- Este aparelho só pode ser desmontado ou reparado por profissionais.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado.
- Não utilize o aparelho em caso de infiltração de água ou de outros líquidos.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente.
- Pare de utilizar o aparelho de imediato se sentir desconforto.
- Não coloque o aparelho num ambiente inflamável, explosivo ou húmido.
- Evite o contacto do aparelho com instrumentos afiados para evitar danos na unidade.
- Este aparelho contém uma bateria de lítio. Antes de eliminar o aparelho, desligue-o e retire a bateria de lítio (a bateria deve ser eliminada de acordo com os regulamentos locais). A bateria não deve ser eliminada com os resíduos domésticos nem queimada.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causas possíveis	Soluções
O aparelho funciona de forma demasiado fraca ou não proporciona qualquer sensação	O aparelho foi colocado em funcionamento?	Ligue-o
	Apertado de forma incorreta?	Volte a colocá-lo e a ajustá-lo.
	Bateria fraca?	Carregue o aparelho.
O aparelho não arranca.	A bateria está carregada?	Carregue o aparelho na totalidade antes de o utilizar.
O aparelho de massagem não aquece.	A função de aquecimento está ativada?	Prima demoradamente o botão M para ligar

## AVISO

### DEVE SER UTILIZADO COM PRUDÊNCIA OU DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DE MÉDICOS NOS SEGUINTE CASOS:

- Mulheres grávidas ou que deram à luz recentemente
- Pessoas com doenças ósseas
- Alergia cutânea (por exemplo, queimadura ou lesão)
- Pessoas com doenças cardíacas graves ou tensão arterial anormal
- Pessoas com epilepsia
- Pessoas com dispositivos implantados (por exemplo, pacemakers).
- Pessoas com osteoporose



**Nature & Découvertes**  
11 rue des Etangs Gobert  
78000 Versailles (France)  
[www.natureetdecouvertes.com](http://www.natureetdecouvertes.com)



Conforme aux normes européennes.  
Compliant with European standards.  
Conforme con las normas europeas.  
In overeenstemming met Europese normen.  
Em conformidade com as normas europeias.



Ce produit doit être collecté par une filière spécifique et ne doit pas être jeté dans une poubelle classique.  
This product must be collected by a specialist service and must not be disposed of with household waste.  
Este producto debe ser recolectado por un sector específico y no debe ser lanzado en un contenedor convencional.  
Dit product moet op een specifieke manier worden opgehaald en mag niet in een traditionele vuilnisbak worden gegooid.  
Este produto deve ser coletado por um setor específico e não deve ser jogado em um recipiente convencional.